

21 de Enero de 2013

## SE DETECTAN UNIDADES ILEGÍTIMAS DE TUBULADURAS PARA HEMODIÁLISIS

La ANMAT informa que **ha detectado la existencia en el mercado de unidades apócrifas** del producto **“BIO FIL TUBULADURA PARA HEMODIÁLISIS”**, en sus variedades **venosa** y **arterial**.

Las unidades fueron detectadas en un servicio de terapia renal. Una vez realizadas las verificaciones pertinentes, se constató que las mismas eran apócrifas, ya que presentan diferencias groseras respecto del producto original, fabricado por la firma **“FILENZA S.R.L.”**.

Las diferencias más relevantes entre las unidades apócrifas y las originales son las que se detallan a continuación:

PRODUCTO APÓCRIFO	PRODUCTO ORIGINAL
Contenido en una única bolsa transparente, con el rótulo impreso	Contenido en doble bolsa transparente, con el rótulo impreso en la bolsa externa
Centro de atención al consumidor 5272-7200	Centro de atención al consumidor 054-11-4739-3719
Fecha de elaboración, fecha de vencimiento y lote se imprimen en “hot stamping” (sello a presión)	Fecha de elaboración, fecha de vencimiento y lote se imprimen en “ink jet” (línea de puntos)
Las letras de la marca BIO-FIL están llenas (son de color azul claro para la tubuladura venosa, y rojo claro para la tubuladura arterial)	Las letras de la marca BIO-FIL están vacías (son transparentes con borde azul para la tubuladura venosa, y con borde rojo para la tubuladura arterial)
No posee instrucciones de uso impresas en el envase (bolsa transparente)	Posee INSTRUCCIONES PARA EL USO impresas en la bolsa transparente externa

Por todo lo expuesto, la ANMAT recomienda a la población que se abstenga de adquirir y/o utilizar unidades con las características mencionadas.-

## CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DETECTADAS



TUBULADURA VENOSA APÓCRIFA



TUBULADURA VENOSA ORIGINAL



CODIFICACIÓN PRODUCTO APÓCRIFO



CODIFICACIÓN PRODUCTO ORIGINAL



TUBULADURA ARTERIAL APÓCRIFA



TUBULADURA ARTERIAL ORIGINAL